

AUTOSIGILLANTE PER IMPIANTI SANITARI CON PERDITA GIORNALIERA FINO A 20 LITRI


SANITAP 20



SANITAP 20 è un liquido che elimina le perdite su impianti sanitari fino a 20 litri/giorno, con certificato di idoneità per l'utilizzo con acqua potabile.

E' possibile sigillare perdite da corrosione, crepe, brasature difettose in tubazioni zincate, di rame, acciaio e materiali sintetici.

Confezioni	Codice
5 LITRI	0003489



Istruzioni d'uso

Il liquido autosigillante **SANITAP 20**, contiene fibre di cellulosa selezionate che si depositano con effetto filtrante sulla perdita riducendone la velocità di passaggio. Questo permette agli elementi chimici, di cristallizzare esternamente indurendo poi definitivamente nel tempo.

1. Fase preliminare

Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l'acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di prodotto. Chiudere le valvole sottolivello, togliere la rubinetteria e chiudere con un tappo. Contatori, retine, filtri e contatori devono essere rimossi. Chiudere il tubo d'accesso a lavastoviglie e lavatrice. Sciacquare bene l'impianto ed in caso di depositi calcari usare il liquido anti incrostante **PULISANIT**.

2. Fase operativa

Mettere sotto pressione la rete da sigillare con **SANITAP 20** a circa 5 - 7 bar utilizzando una pompa di caricamento. **SANITAP 20** deve fuoriuscire dalla perdita, per poter cristallizzare all'esterno del condotto. **SANITAP 20** ha bisogno di un tempo d'azione minimo di 24 ore a caldo in caso di ambienti particolarmente umidi, oppure a temperatura ambiente si deve prolungare il tempo d'azione a 2 o 3 giorni. In caso di tubi con rivestimenti stretti esterni, che non permettono la penetrazione d'aria, una sigillatura non è sempre possibile (es. tubo rame rivestito e perdita sull'incollaggio del rivestimento). **SANITAP 20** dev'essere tolto subito dopo la sigillatura. Sciacquare accuratamente gli strumenti di lavoro dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte.



Nota importante

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. **SANITAP 20** NON può essere mescolato con le glicole/antigelo o altri prodotti chimici. **SANITAP 20** dev'essere tolto subito dopo la sigillatura. Il prodotto recuperato potrà essere riutilizzato più volte. Proteggere il prodotto dal gelo.



Proporzione di miscela

NON diluire, il prodotto è già pronto all'uso.



Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)



Tempi di applicazione

Minimo 24 ore con pressione superiore di almeno 2 bar rispetto a quella di esercizio normale.



Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.